

3M® Duraprep Solución Quirúrgica.

Características:

Antiséptico tópico para la preparación quirúrgica de la piel del paciente.

Solución con 2 ingredientes activos:

- Alcohol isopropílico al 74%.
- Yodopovacrilix 0.7% (Yodo libre estabilizado como

Yodóforo (N-Vinil-2-pirrolidona) más polímero).

Uso específico:

Solución antiséptica indicada para la reducción de los microorganismos sobre la piel del paciente en procedimientos quirúrgicos.

Forma una película sobre la piel que prolonga el efecto antimicrobiano (hasta por 12 horas) ya que es insoluble a fluidos corporales y soluciones salinas, lo que brinda una mayor resistencia a ser removida en comparación con los antisépticos tradicionales.

Información del producto:

No. Catálogo.	Descripción.	Presentación.
8630	Solución quirúrgica antiséptica. Aplicador c/26 ml. Área de cobertura 38.1 x 76.2 cm.	Caja con 20 piezas.
8635	Solución quirúrgica antiséptica Aplicador c/6 ml. Área de cobertura 20 x 25 cm.	Caja con 50 piezas.

Ventajas y beneficios:

Amplio espectro antimicrobiano.	· Elimina bacterias Gram (+) Gram (-), resistentes a Meticilina. · Disminuye el riesgo de infección. Eliminación rápida de bacterias debido a su contenido de alcohol (99.9%).
Acción rápida.	· Eliminación rápida de bacterias debido a su contenido de alcohol (99.9%).
Acción persistente hasta por 12 horas.	Actividad antimicrobiana residual y prolongada hasta por 12 horas ya que es insoluble debido a la película formada por el Yodopovacrilix.
Aumenta la adhesión de campos de incisión.	Mantiene la superficie estéril evitando de esta manera la contaminación de la herida.
No irritante.	Bajo potencial de sensibilización.
Resistente a ser removida.	· Seguro. · Insoluble a fluidos corporales, solución salina y agua, lo que confiere una actividad antimicrobiana prolongada.



Almacenamiento:

- Almacenar de 15°C a 30° C.
- La esterilidad del contenido se garantiza, a menos que el empaque esté dañado o haya sido abierto.

Recomendaciones:

- Para uso externo, sobre piel íntegra.
- Aplicar en piel limpia y seca.
- No utilizar en pacientes sensibles al yodo.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y oídos.
- No utilizar en recién nacidos.
- No retirar la solución al finalizar el procedimiento. Si requiere hacerlo, utilice la loción removedora 8610 para evitar irritación en la piel.

Caducidad

3 Años a partir de la fecha de fabricación.

Instrucciones de uso:

Previo a la aplicación:

- Es necesario remover el vello con una recortadora quirúrgica.
- Duraprep deberá aplicarse sobre PIEL LIMPIA, SECA E ÍNTEGRA.

Aplicación.

Aplicar previo a la colocación de campos quirúrgicos.

1. Abra el paquete y remueva el aplicador.
2. Invierta el aplicador de tal forma que la esponja quede hacia abajo.
 - a. Modelo 8630 (Aplicador de 26ml): Presione el extremo superior del aplicador para que la solución vaya hacia la esponja.
 - b. Modelo 8635 (Aplicador de 6ml): Presione la “palanca” del aplicador con el dedo pulgar para romper la ampolla que contiene la solución y que ésta comience a salir hacia la esponja.

Siga presionando la palanca lentamente para facilitar el flujo de la solución.

3. Limpie el ombligo con los hisopos contenidos en el empaque (sólo modelo 8630, aplicador de 26 ml), humedezca éstos presionándolos contra la esponja.
4. Utilice la esponja para pintar el sitio de incisión del centro hacia la periferia. NO es necesario frotar (simplemente pinte suavemente una capa uniforme).
5. Una vez cubierto el sitio quirúrgico, deje secar la solución de 2–3 minutos sobre la piel o hasta 1 hora en piel con vello. Conforme va secando, la película de Duraprep se torna opaca.
6. Deseche el aplicador
7. Coloque los campos quirúrgicos y los campos de incisión.

Se recomienda dejar la solución de Duraprep aún después de la cirugía.

Precauciones:

- No utilice electrocauterio, ni ninguna otra fuente de ignición hasta que la solución haya secado por completo.
- Coloque los campos quirúrgicos hasta que la solución haya secado.
- Evite escurrimientos.
- Remueva los materiales que hayan sido impregnados con la solución.
- En caso de que la solución haya escurrido sobre el cabello, elimine el exceso con un campo estéril y deje secar completamente.
- No calentar. El aplicador contiene una ampolla de vidrio que puede presurizarse y romperse.



3M

No. Aviso: 183300202C1969
No. Registro: 287C96 SSA